

## TRANSPORTUL PROBELOR DE CONTROL EXTERN DE CALITATE IN TIMPUL SEZONULUI CALD

Cu referire la transportul probelor de Control Extern de Calitate in timpul sezonului cald, va rugam sa gasiti mai jos indicatiile pe care le face furnizorul cu privire la acest aspect:

"We send the samples at the same way to all the clients and all the clients analyze the samples almost at the same time.

It is not a problem even if the samples have been in +20 - +30 C some hours (up to ~ 24h) during the delivery.

The condition of the sample is the same for all the participants in the moment of analysis.

This is the big difference between the EQA samples compared to the internal QC samples, which have to stay stabile for weeks or months.

The EQA samples are used only once and the target value in quantitative tests is counted from the results of the scheme.

We do also stability testing for our samples and we follow the delivery dates (sample received dates) and analyzing dates. If there seems to be a problem with the stability, we comment it into the evaluation report. Only very labile or sensitive samples have to be delivered in dry ice or protected from freezing and this is mentioned .

According to our experience during the many years, the quality of the schemes stays high also during the summertime."

Probele se trimit in acelasi mod catre toti participantii si toti participantii le testeaza aproximativ in acelasi timp. Faptul ca in timpul transportului probele vor sta uneori la temperaturi de +20 C sau chiar +30 C timp de cateva ore, pana la 24 ore, nu influenteaza nici stabilitatea acestora si nici rezultatul final. Nu comparati probele de control intern care trebuie sa-si mentina stabilitatea saptamani sau luni dupa deschidere, cu probele de control extern de calitate care se testeaza o singura data, imediat dupa primirea lor!!!

Stabilitatea probelor de Control Extern de Calitate este mare si nu este afectata de posibilele temperaturi care se pot atinge in timpul sezonului cald. Mai mult decat atat, furnizorul testeaza frecvent stabilitatea probelor si de-a lungul anilor s-a constatat ca aceasta nu este modificata sub nicio forma, nici macar in timpul perioadelor calduroase.

Deoarece probele din cadrul aceluiasi program se trimit catre toti participantii in aceleasi conditii si ele se testeaza in ziua primirii sau cel mult urmatoarea zi, rezultatele obtinute sunt, astfel, comparabile. Asadar, este IMPERIOS NECESAR sa respectati cu strictete instructiunile de lucru primite impreuna cu probele!

Pentru orice detalii sau lamuriri suplimentare, va stam oricand la dispozitie.

Department Tehnic Smart Control – Tody Laboratories

Tel: 0744.55.44.22; 0758.05.65.12  
E-mail: [client@tody.ro](mailto:client@tody.ro), [scientific@tody.ro](mailto:scientific@tody.ro)

